

Pacientské dýchací okruhy a vaky

OKRUHY určeny pro anesteziologické a ventilační přístroje

Pacientské dýchací okruhy zajišťují bezpečné a spolehlivé připojení mezi pacientem a anesteziologickým přístrojem či ventilátorem.

- rychlé a snadné připojení k přístroji
- pediatrické, dospělé a unikátní Limb-O okruhy jsou vhodné pro low-flow anestezii
- různé délky 1,5-2,75 m
- navržené pro usnadnění práce zdravotnického personálu (ventilační okruh, vak na ruční ventilaci, vzorkovací hadička).

Pediatrické



sety

roztžitelné

- Set 1,8 m, ventilační okruh s hadicí na ruční ventilaci a 1l vak

pevné

- Set 2,4 m ventilační okruh s hadicí na ruční ventilaci a 1l vak, filtr HMEF mini


Dospělé

sety

pevné

- CS 650 (1,8 m ventilační okruh, hadice na ruční ventilaci s 2l vakem a vzorkovací hadičkou)
- Avance, Aespire a Aisys (1,8 m ventilační okruh, hadice na ruční ventilaci s 3l vakem a vzorkovací hadičkou)

Limb-O




vhodné zejména pro novorozence (od 1500 g), pediatrické pacienty, ale i pro dospělé.

- karbonová přepážka zajišťuje narůst teploty inspira o 6,2 °C - vhodný nástroj pro udržení normothermie.
- rozmanité délky 1,47-2,75 m
- velmi nízká hmotnost

Samostatné hadice na ruční ventilace s vakem

- samostatné vaky s kolínkem nebo rovné
- 2l nebo 3l vak
- 0,5l -3l



Pacientské dýchací okruhy a vaky

OKRUHY určeny pro anesteziologické a ventilační přístroje

objednáací číslo	popis produktu	množství ks/bal
M1085365	Okruh patientský, pediatrický, roztažitelný, délka 1,8 m, s ventilační hadicí, 1l vak	20
M1048955	Okruh patientský, pediatrický, délka 1,5 m, ABS kolínko, 1l vak, vzorkovací hadička	20
2066479-010	Okruh patientský, pediatrický, pevný, délka 2,4 m, filtr HMEF mini, 1l vak	20
M1019525	Okruh patientský, dospělý, délka 1,8 m ABS kolínko, 3l vak, vzorkovací hadička	20
M1019527	Okruh patientský, dospělý pro CS 650, délka 1,8 m, 2l vak, vzorkovací hadička	20
AFNXXXXX	Okruh patientský Limbo, délka 183 cm	15
AFNXXXXXP	Okruh patientský Limbo, délka 183 cm s filtrem HMEF 750	15
AFNXXXXXXXX4	Okruh patientský Limbo, délka 183 cm, 1,5 hadice, ABS, 1l vak	15
AFNXXXXXXXX5	Pacientský okruh Limbo, délka 183 cm, 90 cm, ABS, 2l vak	15
AFRXXXXXXXX4	Pacientský okruh Limbo, délka 147 cm, 1 m hadice na vak, 2l vak	15
AFPXXXXXXXX5	Okruh patientský Limbo, délka 275 cm, 0,9 m hadice, ABS, 2l vak	15
AFRXXXXX	Okruh patientský, Limbo, délka 147 cm, 1 m hadice, 2l vak	15
M1019517	Hadice pro ruční ventilaci, délka 0,9 m, kolínko, 2l vak	20
M1019521	Hadice pro ruční ventilaci, délka 1,8 m, rovná, 2l vak	20
M1019523	Hadice pro ruční ventilaci délka 1,8 m, rovná, 3l vak	20
M1019519	Hadice pro ruční ventilaci, délka 0,9 m, kolínko, 3l vak	15
M1036385	Vak dýchací, jednorázový, 0,5l	15
M1036386	Vak dýchací, jednorázový, 1l	15
M1036387	Vak dýchací, jednorázový, 2l	20
M1036388	Vak dýchací, jednorázový, 3l	20
M1036379	Hadice dýchací pro dospělé	30 m



verze 02